

JLG-II 型实验小型砻谷机



JLG-II 型实验小型砻谷机是检验稻谷出糙米的专用设备，也是常用的稻谷脱壳设备。广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。

JLG-II 型实验小型砻谷机脱壳、分离效果好，运行稳定，采用自动连续进料，操作方便，稻谷试样量可根据需要随意设定；采用聚氨酯滚筒，使脱壳后糙米无损伤，不产生碎米，使用寿命长。结构简单便于维护。



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅

技术参数:

遵循标准: GB5495-85

一次砻谷的脱壳率达 97%，两次砻谷的脱壳率达 100%。

50g 稻谷试样脱壳时间: 40s 左右

脱壳后糙米粒无损伤，正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3%

胶辊转速: 2800r/min

胶辊可调间距: 0~3mm

糙米收集盒容量: 120g

谷壳收集盒容量: 60g

电机功率: 120W

工作电压: 220V

外形尺寸: 320mmx280mmX165mm

整机重量: 7.5kg



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅